


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hex De Conejo Para Wb, Elisa - Q03014

Número de artículo: CM0002950



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HHEX/Hex humano (Q03014) validado para WB y ELISA. Un regulador transcripcional en la señalización WNT, diferenciación hematopoyética y desarrollo anterior. Ideal para estudios de transcripción y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Hex
Observaciones/Alias	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
Especie	Humano
GeneID (humano)	3087
GeneID	3087
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 de Hex humano (Q03014)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03014
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo