


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hexa (Subunidad Alfa De Beta-Hexosaminidasa) De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Número de artículo: CM0006588



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HEXA humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar trastornos de almacenamiento lisosomal como la enfermedad de Tay-Sachs y el metabolismo de glicosfingolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HEXA
Observaciones/Alias	TSD; HEXA
Especie	Humano
GeneID (humano)	3073
GeneID	3073
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 368-529 de HEXA humana. (NP_000511.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06865
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo