


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hexim1 - 094992

Número de artículo: CM0006487



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-HEXIM1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta HEXIM1 (~41 kDa) de humano, ratón y rata, un regulador transcripcional e inhibidor de P-TEFb.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HEXIM1 Rabbit mAb
Notas / Alias	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10614
ID del gen	10614
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-359 de HEXIM1 humano (NP_006451.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94992
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo