

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hexim2 Para Wb Y Elisa - Q96Mh2

Número de artículo: CM0018364

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HEXIM2 humano (UniProt Q96MH2), validado en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta esencial para estudios de regulación transcripcional y del complejo RNP 7SK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEXIM2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L3; HEXIM2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	124790
ID del Gen	124790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 147-286 de HEXIM2 humano (NP_653209.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96MH2
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo