

Anticuerpo Policlonal Anti-Hexoquinasa II Para Wb, Elisa - P52789

Número de artículo: CM0013415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hexoquinasa II humana, validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la enzima glucolítica HK2, adecuado para la investigación del metabolismo y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hexoquinasa II pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HKII, HXK2, II
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3099
GeneID	3099
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-120 de la hexoquinasa II humana (NP_000180.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52789
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo