

Anticuerpo Policlonal Anti-Hexoquinasa II Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P52789

Número de artículo: CM0014978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hexoquinasa II humana (HKII/HXK2), validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA; detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre glucólisis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la hexoquinasa II
Observaciones/Alias	HKII; HXK2; Hexoquinasa II
Especie	Humana
ID del gen	3099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la hexoquinasa II humana (NP_000180.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P52789
Peso molecular	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo