


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hey1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5J3

Número de artículo: CM0024153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HEY1 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigaciones sobre el desarrollo cardiovascular, la señalización Notch y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEY1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23462
ID de Gen	23462
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 114-129 del HEY1 humano (NP_001269780.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5J3
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo