

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hey2 Para Wb, Elisa - Q9Ubp5

Número de artículo: CM0012867

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo (pAb) HEY2 de alta calidad para western blot y ELISA, reactivo contra humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el desarrollo cardiovascular, la señalización Notch y los mecanismos de represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEY2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23493
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HEY2 humano (NP_036391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBP5
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo