

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Heyl (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Para Wb, Elisa - Q9Nq87

Número de artículo: CM0024026

Introducción

Anticuerpo Policlonico (pAb) de Conejo contra HEYL validado para WB y ELISA en humano y ratón. Se dirige al represor transcripcional HEYL en la señalización Notch, clave para el desarrollo cardiovascular y la regulación génica. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEYL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la proteína HEYL humana (NP_055386.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQ87
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo