

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hfe Para Wb, Elisa - Q30201

Número de artículo: CM0002416



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la HFE humana (Proteína de la Hemocromatosis Hereditaria), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigar el metabolismo del hierro, la hemocromatosis y las interacciones con el receptor de transferrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HFE Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Especie	Humano
GeneID (humano)	3077
GeneID	3077
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 249-348 de la HFE humana (Q30201).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q30201
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo