

Anticuerpo Policlonal Anti-Hfe Para Wb, Elisa - Q30201

Número de artículo: CM0017424



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HFE humano (proteína de la hemocromatosis hereditaria), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Favorece la investigación del metabolismo del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HFE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3077
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-306 de HFE humano (NP_000401.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q30201
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo