

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hfm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - A2Pyh4

Número de artículo: CM0025137

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce específicamente la HFM1 humana y tiene reactividad cruzada con ratón y rata, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de meiosis y fallo ovárico prematuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HFM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; helicasa; HFM1
Especie	Humano
GenelD	164045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la HFM1 humana (NP_001017975.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A2PYH4
Peso molecular de la proteína	163kDa
Envío	Bolsa de hielo