


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hgd Para Wb, Elisa - Q93099

Número de artículo: CM0003921



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la HGD humana (Homogentisato 1,2-dioxigenasa) para WB y ELISA. Ideal para la investigación de enfermedades metabólicas, incluida la alcaptonuria. Especificidad asegurada por el inmunógeno de péptido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HGD mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKU; HGO; HGD
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3081
ID de Gen	3081
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 346-445 de la HGD humana (Q93099).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q93099
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo