


Anticuerpo Policlonal Anti-Hgfac Para Wb Y Elisa - Q04756

Número de artículo: CM0018259



Introducción

pAb Conejo HGFAC para WB y ELISA. Anticuerpo policlonal de conejo contra HGFAC humano (aa 408-655). Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de activación de HGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo HGFAC
Observaciones/Alias	HGFA; HGFAC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3083
ID del Gen	3083
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 408-655 de HGFAC humano (NP_001519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04756
Peso Molecular de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo