


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hgs Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Número de artículo: CM0024578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HGS humano (sustrato de tirosina quinasa regulada por el factor de crecimiento de hepatocitos), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la clasificación endosomal y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HGS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HRS; HGS
Especie	Humano
ID de Gen	9146 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14964
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo