


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hibadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Número de artículo: CM0007630



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HIBADH validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la 3-hidroxisobutirato deshidrogenada humana, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial implicada en el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada. Ideal para investigación en metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HIBADH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11112
GeneID	11112
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-336 de la HIBADH humana (NP_689953.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31937
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo