


Anticuerpo Policlonal Anti-Hibadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Número de artículo: CM0024245



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIBADH humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Enzima mitocondrial implicada en el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIBADH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11112
ID de Gen	11112
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-336 de HIBADH humano (NP_689953.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31937
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo