


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hibch Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Número de artículo: CM0020742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIBCH humano (hidrolasa de 3-hidroxiisobutiril-CoA), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Enzima mitocondrial de 43 kDa implicada en el catabolismo de la valina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra HIBCH
Observaciones/Alias	HIBYLCOAH; HIBCH
Especie	Humana
ID del gen (humano)	26275
ID del gen	26275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-330 de HIBCH humano (NP_055177.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q6NVY1
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo