

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hif1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16665

Número de artículo: CM0011166



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HIF1 α humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en hipoxia, biología del cáncer y estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HIF1 α
Observaciones/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3091
GeneID	3091
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16665
Peso Molecular de la Proteína	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Envío	Bolsa de hielo