

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hif1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16665

Número de artículo: CM0017740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HIF1 α (humano, ratón, rata) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Se dirige al factor 1-alfa inducible por hipoxia, un regulador principal de la respuesta a la hipoxia. Disponible en CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIF1 α pAb de conejo
Observaciones/alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1 α
Especie	Humano
GeneID (humano)	3091
GeneID	3091
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de HIF1 α (NP_001521.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16665
Peso de la proteína	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Envío	Bolsa de hielo