


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hif1An/Fih-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwt6

Número de artículo: CM0007746



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a HIF1AN/FIH-1 humano (SWISS Q9NWT6). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada para ratón y rata. Adecuado para investigación sobre hipoxia y detección de oxígeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] HIF1AN/FIH-1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	FIH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWT6
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo