


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hif1An/Fih1 Para Wb Y Elisa - Q9Nwt6

Número de artículo: CM0024166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HIF1AN/FIH1, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigar la señalización de hipoxia y la detección de oxígeno en investigación y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FIH1; HIF1AN/FIH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55662
ID de Gen	55662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NWT6
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo