


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hif1An/Fih1 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

Número de artículo: CM0030414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIF1AN (FIH1), validado para estudios de eliminación génica (knockout). Adecuado para Western blot, IHC, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la asparaginahidroxilasa del factor inducible por hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FIH1; H1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWT6
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo