

Anticuerpo Policlonal Anti-Hif1B/Arnt Para Wb, Elisa - P27540

Número de artículo: CM0015920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIF1 β /ARNT humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar las vías de señalización de hipoxia y xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIF1 β /ARNT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	405
GeneID	405
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 420-485 del HIF1 β /ARNT humano (NP_001659.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P27540
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo