

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hif1B/Arnt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27540

Número de artículo: CM0003327



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta específicamente HIF1 β /ARNT humano (P27540), validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de hipoxia y las vías de respuesta a dioxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HIF1 β /ARNT
Observaciones/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Especie	Humano
GeneID	405
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 499-789 de HIF-1 beta humano (P27540).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P27540
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo