


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Higd1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Número de artículo: CM0016400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIGD1A humano (HIG1, RCF1a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Objetivo: subunidad del complejo mitocondrial IV involucrada en la cadena respiratoria. Adecuado para estudios de hipoxia y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIGD1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25994
GeneID	25994
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-93 de HIGD1A humano (NP_054775.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y241
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo