


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hint1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49773

Número de artículo: CM0002528



Introducción

HINT1 Rabbit mAb (P49773) es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta HINT1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de nucleótidos y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HINT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HINT, NMN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3094
GeneID	3094
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HINT1 humano (P49773)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49773
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo