


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hint1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Número de artículo: CM0018774



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HINT1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Reconoce una proteína de 14 kDa implicada en el metabolismo de nucleótidos y la regulación transcripcional. Adecuado para investigaciones sobre apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HINT1 pAb de conejo
Observaciones/alias	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3094
GeneID	3094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de HINT1 humano (NP_005331.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P49773
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo