


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hint1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Número de artículo: CM0012916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HINT1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de hidrólisis de metabolitos de nucleótidos y regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HINT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3094
GeneID	3094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de HINT1 humana (NP_005331.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49773
Peso molecular de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo