

Anticuerpo Policlonal Anti-Hip1 Para Wb Y Elisa - 000291

Número de artículo: CM0029490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HIP1 humano, ideal para WB y ELISA. Detecta HIP1 humano y de ratón. Apoya la investigación en endocitosis mediada por clatrina, neurodegeneración y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONGgamma, HIP1
Especie	Humano
GeneID	3092
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-690 del HIP1 humano (NP_005329.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00291
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo