

Anticuerpo Policlonal Anti-Hip1R Para Wb, If/Icc, Elisa - 075146

Número de artículo: CM0016015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HIP1R (HIP12), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la endocitosis mediada por clatrina y el tráfico de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIP1R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
Especie	Humano
GeneID (humano)	9026
GeneID	9026
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-600 del HIP1R humano (NP_003950.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075146
Peso proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo