

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hipk2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Número de artículo: CM0004489

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HIPK2 humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Objetivo implicado en transcripción, apoptosis y respuesta al daño del ADN. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIPK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PRO0593; hHIPK2; HIPK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28996
GeneID	28996
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del HIPK2 humano (Q9H2X6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H2X6
Peso Proteico	101KDa/128KDa/131kDa
Envío	Bolsa de hielo