


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hira Para Wb, Elisa - P54198

Número de artículo: CM0011821



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HIRA humana, validado para Western blot y ELISA. La proteína HIRA es un regulador de la cromatina implicado en el ensamblaje de la cromatina independiente de la replicación y en la senescencia celular. Ideal para la investigación del ciclo celular y la dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra HIRA
Observaciones/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Especie	Humana
GeneID (humano)	7290
GeneID	7290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-675 de HIRA humana (P54198)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P54198
Peso de la proteína	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo