

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hirip3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Número de artículo: CM0028934

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la HIRIP3 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es una chaperona de histonas que facilita la deposición de H2A-H2B en la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIRIP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	HIRIP3
Especie	Humano
ID del gen	8479
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 417-556 de la HIRIP3 humana (NP_003600.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BW71
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo