


Anticuerpo Policlonal Anti-Hist1H3D Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0023055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HIST1H3D (H3.4/H3/g), validado para Western blot y ELISA. Se predice que reacciona con especies humanas, de ratón, de rata y otras. Ideal para estudios de biología de la cromatina y modificaciones de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIST1H3D pAb de conejo
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; HIST1H3D
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8290/8350
ID del gen	8290/8350
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de HIST1H3D humano (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata, otras (amplio rango previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo