


Anticuerpo Policlonal Contra El Receptor De Histamina H2 Para Wb Y Elisa - P25021

Número de artículo: CM0016255



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor de histamina H2 humano (HRH2). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de secreción de ácido gástrico y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HRH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H2R; HH2R; HRH2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3274
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del HRH2 humano (NP_001124527.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25021
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo