

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Histamina H3 (Hrh3) Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

Número de artículo: CM0004030



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de histamina H3 humano (HRH3, GPCR97). Validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HRH3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HH3R; GPCR97; HRH3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11255
GeneID	11255
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HRH3 humano (Q9Y5N1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5N1
Peso proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo