

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor H3 De Histamina (Hrh3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N1

Número de artículo: CM0019699



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el receptor de histamina H3 humano (HRH3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRH3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HH3R, GPCR97, HRH3
Especie	Humano
GeneID	11255
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del HRH3 humano (NP_009163.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5N1
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo