


Anticuerpo Policlonal Del Receptor H4 De Anti-Histamina (Hrh4) Para Wb Y Elisa - Q9H3N8

Número de artículo: CM0016038



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de histamina H4 humano (HRH4). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diseñado para el estudio de la quimiotaxis de células inmunes y la investigación de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	59340
ID de Gen	59340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-304 del HRH4 humano (NP_067637.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3N8
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo