

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histidina Amonio-Liasa (Hal) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

Número de artículo: CM0017754

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la histidina amonio-liasa (HAL). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios del metabolismo de la histidina y variantes de enfermedad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIS; HSTD; HAL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3034
GeneID	3034
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del HAL humano (NP_002099.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42357
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo