

Anticuerpo Policlonal Anti-Glicoproteína Rica En Histidina (Hrg) Para Wb, Elisa - P04196

Número de artículo: CM0026174

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la glicoproteína rica en histidina (HRG) humana. Validado en WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar mecanismos de coagulación, angiogénesis y aclaramiento inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRG Conejo pAb
Observaciones/Alias	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3273
GeneID	3273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-260 de la HRG humana (NP_000403.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04196
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo