


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Histona H1.0 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Número de artículo: CM0009965



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Histona H1.0 humana (P07305), validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y otras especies; peso de 21 kDa; ideal para investigación en biología de la cromatina y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-Histona H1.0 de conejo
Observaciones/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histona H1.0
Especie	Humana
GeneID (Humana)	H1
GeneID	3005
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H1.0 humana (P07305).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Otra (amplio rango predicho)
SWISS	P07305
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo