


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histon H1.2 (Hist1H1C) - P16403

Número de artículo: CM0028253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Histona H1.2 humana (HIST1H1C). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de condensación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HIST1H1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3006
GeneID	3006
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16403
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo