


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H1.4 Para Wb Y Elisa - P10412

Número de artículo: CM0019349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Histona H1.4 humana, apto para western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humanos, ratón y rata. Ideal para investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Histona H1.4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Histona H1.4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3008
GeneID	3008
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Histona H1.4 humana (NP_005312.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10412
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo