

Anticuerpo Policlonal Anti-Histona H1T Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22492

Número de artículo: CM0019971

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la histona H1t humana, una histona de enlace específica de testículo. Confirmado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de biología de la cromatina y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H1t pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H1
GeneID	3010
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-207 de la histona H1t humana (NP_005314.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22492
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo