


Anticuerpo Monoclonal Anti-Histona H2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04908/P0C0S8

Número de artículo: CM0008546



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la histona H2A humana (P04908/P0C0S8). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y, según predicción, un amplio rango de especies. Ideal para la investigación de la cromatina y la epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la histona H2A
Observaciones/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histona H2A
Especie	Humana
GeneID (humano)	3012
GeneID	3012/8329
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H2A humana (P04908).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, otras especies (amplio rango previsto)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso molecular de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo