


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H2Afv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Número de artículo: CM0019487



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-Histona H2AFV (H2A.Z-2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la biología de la cromatina y la investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H2AFV pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histona H2AFV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	94239
GeneID	94239
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de la histona H2AFV humana (NP_036544.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q71UI9
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo