


Anticuerpo Monoclonal Anti-Histona H2Ax Para Ihc-P, Chip, Elisa - P16104

Número de artículo: CM0002729



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a la Histona H2AX. Adecuado para IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y más especies. Ideal para investigación de daño del ADN y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-Histona H2AX de conejo
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histona H2AX
Especie	Humano
GeneID (humano)	H2A
GeneID	3014
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la Histona H2AX humana (P16104).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ChIP, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango predicho)
SWISS	P16104
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo