


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H2Ax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Número de artículo: CM0018439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Histona H2AX (Humano, Ratón, Rata) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación sobre respuesta al daño del ADN y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Histona H2AX
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histona H2AX
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	H2A
ID del gen	3014
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	P16104
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo