


Anticuerpo Monoclonal Anti-Histon H2A.z Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P0C0S5

Número de artículo: CM0004786



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Histona H2A.Z humana, validado por knockout, para WB, IP, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo contra Histona H2A.Z
Observaciones/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3015
GeneID	3015
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H2A.Z humana (P0C0S5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P0C0S5
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo